




アネロパック・ケンキ

酸素吸収・炭酸ガス発生剤。アルミ袋から小袋を取り出して専用の角型ジャー（2.5L）に入れるだけ。1時間以内に酸素濃度が1%以下、CO2濃度は5%前後になります。アネロパック専用の角型ジャーは丸型シャーレ12枚/マイクロプレート6枚まで培養が可能。アネロパックとの組合せによりインキュベーターで嫌気培養ができます。

※剤使用量目安：2.5Lまで：1袋、

素材	ケース販売
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-13990

商品	標準小売価格	入数
<p>アネロパック専用の角型ジャー（W160×D225×H110）</p> <p>品番：13998 主な仕様：容量：2.5L/規格：2.5L</p> 	12,000円	1個