



タフタッグ

－40℃からオートクレーブ（121℃）まで対応できます。

※表示は1ケース（1000ラベル）当たりの価格です。

素材	
カタログページ番号	321
商品グループ番号	G-13030

商品	標準小売価格	入数
TGM-B（入数1000ラベル） 品番：13040 主な仕様： 呼称：TGM-B（入数1000ラベル）/適応チューブ：0.5mL/カラー：ブルー/サイズ（mm）：23.8×12.7/入り数：1000ラベル	11,800円	1組