



プレパラックス B型

1個の引出しで**150枚**（フタつきケース**6個**収納）、セットで**900枚**のプレパラートを整理収納可能なボックスです。

※セット明細：本体3台、引出し6個、プレパラートグラスケース（蓋付）36個

※B型は、A型と組合せできません。

素材	 ABS
カタログページ番号	163
商品グループ番号	G-04158

商品	標準小売価格	入数
B型セット 品番：04158 主な仕様：呼称：B型セット/外寸法（mm）：247×347×375H  	30,300円	1台