



PLチューブ

クリーンエア、純水、薬品などの流体に適したクリーンチューブです。環境に優しく、耐水性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。

※切り売りはできません。

※乳白色と黒色のみの販売となります。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-10223

商品	標準小売価格	入数
<p>PL-4-4×2 ※20m (乳白)</p> <p>品番：10223</p> <p>主な仕様：</p> <p>規格（外径×内径×肉厚）：PL-4-4×2.0×1.00/長さ：20m/巻/最小曲半径：15/破壊圧力（MPa at 20℃）：5.9/規格：4φ×2φ（20m/巻）</p> 	5,180円	1巻