



## プロキープ タンパク質低吸着チューブ

チューブ表面へのタンパク吸着を抑え回収率を上げます。

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材        | ケース販売  |
| カタログページ番号 | 131                                                                                       |
| 商品グループ番号  | G-19553                                                                                   |

| 商品                                                                                   | 標準小売価格  | 入数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>プロキープチューブ バルクパック</b><br><br>品番：19553<br>主な仕様：呼称：プロキープチューブ バルクパック/容量：1.5mL/入数：500本 | 10,520円 | 1組 |