



親指保護キャップ（イロメク）

エッペンチューブ開閉時に指が痛い時に。シリコン製の指サック。

※1袋にはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、グレーの5色が各1個入っています。

※表示価格は入数単位での価格となります。

素材	4～5日 SI
カタログページ番号	131
商品グループ番号	G-27084

商品	標準小売価格	入数
M 品番：27085 主な仕様：呼称：M/指穴サイズ（mm）：16.5/商品サイズW×D×H（mm）：20×15×28/入数：5個×5袋	3,000円	1組