




サンプラ（R）2方ストップコック

耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用可能なフッ素樹脂**PTFE**製のストップコックです。

※規格は適用パイプ内径（mm）を表します。

素材	PTFE
カタログページ番号	366
商品グループ番号	G-04898

商品	標準小売価格	入数
テフロン 4.5φ 品番：04898 主な仕様：規格：4.5φ/オリフィス径（mm）：2/全長×幅×高さ：58×24×48	5,950円	1個