




サンプラ（R）2方ストップコック

耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用可能なフッ素樹脂**PTFE**製のストップコックです。

※規格は適用パイプ内径（mm）を表します。

素材	PTFE
カタログページ番号	366
商品グループ番号	G-04898

商品	標準小売価格	入数
テフロン 6.8φ 品番：04900 主な仕様：規格：6.8φ/オリフィス径（mm）：3/全長×幅×高さ：58×24×48	6,300円	1個