




サイズ (呼称)	内径公差 (mm)	外径公差 (mm)
0.1×0.3	±0.03	±0.03
0.2×0.4	±0.03	±0.03
0.3×0.5	±0.03	±0.03
0.4×0.6	±0.04	±0.03
0.5×0.7	±0.05	±0.03

PFAマイクロチューブ

超極細のフッ素樹脂チューブです。耐薬品性に優れ、光ファイバーの耐熱保護、バイオメディカル関係の装置配管、分析機器等の配管にも使用可能。

※定尺販売のみです。

素材	PFA
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-05322

商品	標準小売価格	入数
0.2×0.4 ※定尺（100m） 品番：05323 主な仕様：呼称：0.2×0.4（100m）/定尺：100m	40,000円	1巻