



PFAフレキシブルチューブ（ペンケム（R）CT）

PFAチューブをスパイラル状に成型。透明性と自在性、化学的不活性に優れます。薬液、溶剤の移送、各種ガスの移送、分析機器、半導体装置などの配管に適しています。

※ペンケムRはペンニッター（株）の登録商標です。

素材	PFA
カタログページ番号	376
商品グループ番号	G-14154

商品	標準小売価格	入数
PFA-37.4 ※ハーフ（200mm） 品番：14170 主な仕様：	24,400円	1個