




TOF収縮チューブ

外側に**PTFE**、内側に**FEP**の熱収縮チューブを組合せた**2層**構造の半透明な熱収縮チューブです。

※標準長さは約1.2mです。

※収縮温度：327℃、連続使用温度：－170℃～230℃

素材	PTFE
カタログページ番号	377
商品グループ番号	G-05092

商品	標準小売価格	入数
S-160 品番：05095 主な仕様：呼称：S-160/収縮前内径（mm）：4.06φ/収縮後内径（mm）：0/収縮後肉厚（mm）：0.81	34,800円	1本