



TOF収縮チューブ

外側にPTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の半透明な熱収縮チューブです。

※標準長さは約1.2mです。

※収縮温度：327℃、連続使用温度：-170℃～230℃

素材	PTFE
カタログページ番号	377
商品グループ番号	G-05092

商品	標準小売価格	入数
S-190 品番：05096 主な仕様：呼称：S-190/収縮前内径（mm）：4.83φ/収縮後内径（mm）：1.57φ/収縮後肉厚（mm）：0.88	50,400円	1本