



PFA収縮チューブ（ペンチューブR）

被覆すれば、耐熱性、絶縁性、非粘着性、すべり性、耐薬品性、防湿性、非汚染性といったフッ素樹脂の特性を付与できる収縮チューブです。

※標準長さは1.2mです。

素材	PFA
カタログページ番号	378
商品グループ番号	G-16470

商品	標準小売価格	入数
#12 ※定尺（1.2m） 品番：16480 主な仕様：呼称：#12（長さ1.2m）/収縮前内径（mm）：15.00/収縮後内径（mm）：11.50/収縮後肉厚（mm）：0.30	9,250円	1本