



MPホース（補強糸）

内面にフッ素樹脂をライニングした、耐薬品、及び耐溶剤性に優れた、無抽出性万能耐圧ホースです。＊参考：定尺は**50m**です。

素材	 PTFE
カタログページ番号	379
商品グループ番号	G-04987

商品	標準小売価格	入数
6×11 ＊切売（1m単位） 品番：04987 主な仕様： サイズ：6×11.0/常用圧力（kgf/平方cm）：20以下/破壊圧力（kgf/平方cm）：80以上/許容曲げ半径（mm）：45以上/定尺（参考）：50m/規格：6×11（1m）	2,700円	1m