



クリップイット

クリップイットは密封性抜群のコンパクトなワンタッチクリップ。食品、金属製品、医薬品、各種サンプルの保存に便利。

※耐熱温度：－30℃～120℃

※止めにくい場合は先端部を強く押さえて下さい。

※極端に厚いものに使ってクリップが変形した場合は熱湯につければ元に戻ります。

素材	PA
カタログページ番号	381
商品グループ番号	G-05401

商品	標準小売価格	入数
CLIP-it (12コ) 品番：05401 主な仕様：呼称：CLIP-it (12コ) /組数(個)：12	3,000円	1組