



スクリーキャップチューブ

0.5ml/1.5ml/2.0mlのスクリーキャップチューブ。底辺は自立型とコミカル型があります。

※チューブ/キャップ：バージンポリプロピレン、Oリング：シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）

素材	ケース販売 
カタログページ番号	133
商品グループ番号	G-17307

商品	標準小売価格	入数
1.5mL自立型（500本） 品番：17309 主な仕様：呼称：1.5 mL 自立型（500本）/滅菌：なし/入数（本）：500	16,600円	1箱