



## PPパイプ

耐薬品性、耐候性、耐熱・耐寒性、保温・保冷性、電気絶縁性にすぐれ、化学工業用管、各種薬品排水管、産業用配管材料として多方面に使用可能なポリプロピレン製パイプです。

※10本単位の価格です。バラ売りはできません。

素材	
カタログページ番号	391
商品グループ番号	G-07164

商品	標準小売価格	入数
<b>6×8 1000L (10本)</b> 品番：07168 主な仕様：呼称：6×8 1000L (10本) /1袋入数：10本入り	1,560円	1組