



品名	カルレッツ R
材質	PTFE (R) / 100% PTFE (R)
寸法	φ3.8 / 1.9
重量	0.01g
単位	個
在庫状況	在庫あり
納期	即日発送
送料	無料
備考	

カルレッツ（R）Oリング MSDS

テフロンのもつ優れた耐薬品性、従来のフッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、さらにゴムの弾力性を兼ね備えたカルレッツ（R）製のOリングです。

※その他の規格についてはお問い合わせ下さい。
※カルレッツRはデュポン・エラストマー社の登録商標です。

素材	
カタログページ番号	394
商品グループ番号	G-20965

商品	標準小売価格	入数
P-4 品番：20966 主な仕様：規格：P-4/内径（φmm）：3.8/太さ（mm）：1.9	7,400円	1個