



品名	カルレッツ R
材質	PTFE (R) / 100% PTFE (R)
寸法	10.0mm x 2.0mm
重量	0.1g
価格	10,580円
納期	2週間
在庫	200個

カルレッツ（R）Oリング MSDS

テフロンのもつ優れた耐薬品性、従来のフッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、さらにゴムの弾力性を兼ね備えたカルレッツ（R）製のOリングです。

※その他の規格についてはお問い合わせ下さい。
※カルレッツRはデュポン・エラストマー社の登録商標です。

素材	
カタログページ番号	394
商品グループ番号	G-20965

商品	標準小売価格	入数
P-20 品番：20980 主な仕様：規格：P-20/内径（φmm）：19.8/太さ（mm）：2.4	10,580円	1個