



※写真はメタクリル樹脂（アクリル）ペレット

実験用樹脂ペレット 25kg

実験用樹脂ペレットです。原料はPS/PVCから選択できます。

※その他の原料も取り扱っておりますのでお引き合い下さい。

※比重は樹脂原料の一般的な比重ですので原料メーカーやグレードによって若干異なることがあります。また、原料メーカー・グレードについては予告無く変更される場合があるのでご了承下さい。（メーカー・グレード指定の場合はご相談下さい）

※本カタログに掲載しております原料はあくまで実験用ですのでその他の使用用途でご使用の場合は購入前にご相談下さい。

素材	
カタログページ番号	398
商品グループ番号	G-11025

商品	標準小売価格	入数
<p>ポリカーボネート（透明）</p> <p>品番：11033 呼称：ポリカーボネート 25kg/比重：1.2/販売単位： 主な仕様：25kg</p>	33,000円	1C/S