




品名	PTFE	4μ	500g	500g	500g
品番	93134	93134	93134	93134	93134
規格	ISO 9001				
材質	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
重量	500g	500g	500g	500g	500g
用途	実験器具	実験器具	実験器具	実験器具	実験器具
備考					



PTFEパウダー（500g）

テフロン（PTFE）パウダーは白色の粉末で、塗料や潤滑剤等に添加するとPTFEの特性と同様な、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数、非粘着性、撥水撥油性、電気特性等の機能が付与されます。

※呼称は平均粒度を表します。

※比重：2.1～2.2

※一般的なPTFEの連続使用温度は260℃です。

※本品は再生原料を使用しています。

※PFOA含有量100ppb未満

素材	PTFE
カタログページ番号	398
商品グループ番号	G-93131

商品	標準小売価格	入数
4μ 品番：93134 主な仕様：呼称：4μ/最大粒度：14μ/連続使用温度：250℃	12,000円	1組