



## マグネットポケット スリム

スチール面の小物収納に便利なコンパクトタイプのペンスタンド型ポケットです。

※表示価格は入数単位での価格となります。

※外寸 (mm) : 92×105×83

※重量 : 120g

※耐荷重 : 約600g

素材	4~5日 
カタログページ番号	342
商品グループ番号	G-27090

商品	標準小売価格	入数
<b>MP-177-W (3個)</b> 品番 : 27090 主な仕様 : 呼称 : MP-177-W (3個) / カラー : ホワイト / 入数 (個) : 3	2,480円	1組