

## iP-TEC (R) 細胞輸送4連コンテナ #24



24ウェルインサートが安定して安全に輸送できます。

- 電子線滅菌済
- 材質／本体：PS、キャップ：メディカルシリコンゴム、専用ラック8孔：PVC、専用ラック24孔：発泡PE
- 外径／本体：22φ(mm)、キャップ：23φ(mm)・キャップ装着時全高：30(mm)、全長100mm
- ※本製品にカルチャーインサートは付属していません。
- ※専用ラック8孔及び24孔は未滅菌状態です。アルコール噴霧可能（オートクレーブ不可）



素材	
カタログページ番号	102
商品グループ番号	G-28638

商品	標準小売価格	入数
<p><b>専用ラック24孔のみ</b></p> <p>品番：28667</p> <p>主な仕様：呼称：専用ラック24孔/入数：1個/外寸法（mm）：143×100×20</p> 	2,000円	1個