



iP-TEC (R) プレミアBOX-V8.5

軽量・コンパクトタイプで持ち運びの輸送に便利です。

※画像の蓄熱材やフラスコ等は別売です。

※定温輸送BOXの最上位グレードに軽量・コンパクトで持ち運びに便利なV8.5が登場。圧倒的な温度保持能力と機動性により、近距離はもちろん、遠距離、寒冷地まで幅広い輸送条件にご使用いただけます。

※ショルダーベルト付き

※内容箱：8.5L

*経年や保管環境により、性能は徐々に低下いたします。あらかじめご了承ください。



素材	
カタログページ番号	110
商品グループ番号	G-28481

商品	標準小売価格	入数
<p>BOXのみ</p> <p>品番：28482</p> <p>主な仕様：呼称：BOXのみ/外寸法（mm）：W350×D300×H330/内寸法（mm）：W230×D175×H215/重量（kg）：3.5</p> 	135,000円	1個