



振動ロガー

XYZ方向の振動と温度、湿度を記録する超小型データレコーダー

素材	
カタログページ番号	112
商品グループ番号	G-28538

商品	標準小売価格	入数
G-MEN GR20 品番：28538 主な仕様： 呼称：G-MEN GR20/サイズ（mm）：W60.5×D33×H75.5/付属品：USBケーブル、単3アルカリ乾電池 2本、注意シール 1枚、取付固定金具 1組、専用ソフトウェア（CD-ROM）/その他仕様：●単3アルカリ乾電池2本で約45日間（サンプリング周期1msec）記録可能です。●内蔵USBインターフェースからデータ取り出し可能です。	52,000円	1台