



ボタン型 温度データロガー

二次容器の中にらくらく納まる直径約**17mm**、超小型ロガー！

※ボタン型温度データロガーGは現在、欠品中です。次回入荷は6月中旬頃を予定しております。

・ボタン型温度データロガー**G**を使用するには専用ソフト（無料ダウンロード）及び、別売りの専用**USB**接続ケーブルが必要になります。

素材	
カタログページ番号	112
商品グループ番号	G-29061

商品	標準小売価格	入数
ボタン型温度データロガーDS1921G-F5# 品番：28539 主な仕様：呼称：G / サイズ（mm）：φ17.4×H5.9 	14,000円	1個