


ThawSTAR (ソースター) 凍結細胞融解ステーション



ウォーターバスを使わずに、簡単操作で凍結細胞チューブを融解処理できる画期的ツール！

●各社クライオバイアル対応表は

PLA.com (<https://www.sanplatec.co.jp>) 商品ページに掲載しています。ただし、この表は融解の結果を形状的に確認するものであり、サンプルの生存率等を保証するものではありません。



素材	
カタログページ番号	137
商品グループ番号	G-29056

商品	標準小売価格	入数
<p>CFT1.5</p> <p>品番：29058</p> <p>主な仕様：</p> <p>呼称：CFT1.5/融解時間：3分以下（サンプル量および凍結温度により変動）/電源：AC100～240V 5A/サンプル温度：融解開始時、-40℃以下であること/サイズ（mm）：110（D）×145（H）/対応チューブ：1.5mLクライオチューブ/対応容量：0.5～1.5mL/対応チューブ直径：10.4mm直径/対応チューブ高さ：全高48mm以上キャップまで34.5mm/チューブラベル：厚み0.1mm以下/重量：700g（ACアダプター500g）</p> 	575,000円	1台