



ST-23-134

アップライト型フリーザー用ストッパー付収納ラック

フリーザーから飛び出す時にフリーズボックスが飛び出さないか心配...そんなお悩みを解消！

素材	
カタログページ番号	327
商品グループ番号	G-28408



商品	標準小売価格	入数
ST-23-134（4段×3列） 品番：28408 主な仕様： 呼称：ST-23-134/収納数：4段×3列/適用フリーズボックス：1.2mL～2.0mL 100穴用/本体外寸法（mm）：W504×D163×H236/材質：本体：PP（プラスチックダンボール） 取手：PP ストッパー：鉄/PP/収納可能なボックスサイズ（mm）：外寸150×150×52 以内/※：好きな場所に貼れるネームプレート付	20,600円	1個