



アップライト型フリーザー用ストッパー付収納ラック

フリーザーから飛び出す時にフリーズボックスが飛び出さないか心配...そんなお悩みを解消！

素材	
カタログページ番号	327
商品グループ番号	G-28408



商品	標準小売価格	入数
ST-23-135 (5段×3列) 品番：28409 主な仕様： 呼称：ST-23-135/収納数：5段×3列/適用フリーズボックス：1.2mL～2.0mL 100穴用/本体外寸法（mm）：W504×D163×H295/材質：本体：PP（プラスチックダンボール） 取手：PP ストッパー：鉄/PP/収納可能なボックスサイズ（mm）：外寸150×150×52 以内/※：好きな場所に貼れるネームプレート付	23,200円	1個