



## 240ジャケットチューブ 200 $\mu$ Lタイプ

識別管理に最適な2次元バーコード付き200 $\mu$ lチューブ

- ※チューブ材質：ポリプロピレン
- ※キャップ材質：ポリプロピレン（押栓材質はTPE）
- ※RNase/DNaseフリー

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-27699

商品	標準小売価格	入数
<b>J240R-2DL</b> 品番：27699 主な仕様：呼称：J240R-2DL/仕様：底面2Dコード付 側面2Dコード・英数字付 /容量（ $\mu$ L）：200/入数：240本×10ラック	128,000円	1組