




## 240ジャケットチューブ 200μLタイプ

識別管理に最適な2次元バーコード付き200μlチューブ

- ※チューブ材質：ポリプロピレン
- ※キャップ材質：ポリプロピレン（押栓材質はTPE）
- ※RNase／DNaseフリー

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材        |  |
| カタログページ番号 |                                                                                    |
| 商品グループ番号  | G-27699                                                                            |

| 商品                                                                                                     | 標準小売価格  | 入数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>J240R-2DL (NN2D)</b><br>品番：27700<br>主な仕様：呼称：J240R-2DL (NN2D) /仕様：底面2Dコードのみ/容量（μL）：200/入数：240本×10ラック | 93,000円 | 1組 |