


NEW



硝子瓶（細口茶色）キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製ボトルです。本体色は茶色です。

※口内径(mm):17.5 ※キャップ材質：PP エンジ ※パッキン材質：PE ※パッキン表面フィルム材質：テフロン



素材	
カタログページ番号	—
商品グループ番号	G-30985

商品	標準小売価格	入数
<p>250mL</p> <p>品番：30987</p> <p>主な仕様：呼称：250mL/胴径（mm）：65.5/本体全高（mm）：130.5/入数（本）：60</p>	15,500円	1箱