


NEW



コンパクトUVC除菌ボックス

マスクやメガネ、スマホ、文房具等をわずか90秒の深紫外光照射で99.9%除菌します

素材	OTHER
カタログページ番号	—
商品グループ番号	G-30342



商品	標準小売価格	入数
UVC-BOX 品番：30342 主な仕様： 呼称：UVC-BOX / 外寸法(mm)：W300×D180×H230 / 本体重量(g)：970 / UVC LED（深紫外線）：光出力105mW(波長260-280nm) / 対象物設置スペース(mm)：約200×110×45H以内 / 付属品：対象物設置棚1枚、電源アダプタ、専用ハンドリングバッグ	19,800円	1個