




標準ピペット用	
104	1000本入り
110	1000本入り
111	1000本入り
113G	1000本入り
115	1000本入り
116	1000本入り

チップ（汎用タイプ）

最も標準的なピペットチップです。ポリプロピレン製でオートクレーブ可能。

※商品は入数単位でバルク状に包装されています。

素材	 ケース販売
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-03815

商品	標準小売価格	入数
104（1000本） 品番：03815 主な仕様：呼称：104（1000本）/容量（μL）：10/全長（mm）：31.5/カラー：ナチュラル/入数（本）：1000	4,200円	1組