




灌流培養トリアルポンプキット

初期の流量条件検討におすすめ！

※セット内容：ポンプ 2台（※6台まで増設可、配線ケーブル一体 ケーブル長2m、ファーマドチューブ(0.5φ×1.0φ) 長さ80mm）、ポンプ取付台座、制御コントローラ、制御ソフト USBメモリ（Windows専用）、USB A-MicroBケーブル、ACアダプタ（5V 3.0A）

※制御コントローラー外寸(mm)：180×150×42H

素材	
カタログページ番号	—
商品グループ番号	G-30540

商品	標準小売価格	入数
キット用追加ポンプ 品番：30541 主な仕様：呼称：キット用追加ポンプ 	22,000円	1台