

ロングチップ 1000 μ L

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量**1000μ**のロングタイプ・ピペットチップです。



※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。

※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。

素材	ケース販売 滅菌（電子線） 
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-19519

商品	標準小売価格	入数
 1000μL（1000本） 品番：19519 主な仕様：呼称：1000μL（1000本）/容量：1,000μL/仕様：バルク/入数：1000本/全長（mm）：80 	3,900円	1組