




Cryo-OmniTAG? 超低温対応 透明ラベル

生物医学研究や臨床検査などに適した透明な熱可塑性極低温ラベルです。 液相・気相の液体窒素（-196℃）、-80℃超低温フリーザー、ドライアイスの輸送など過酷な環境での長期保管に耐性があります。

素材	OTHER
カタログページ番号	—
商品グループ番号	G-30690

商品	標準小売価格	入数
HBCL-162NPNOTC1-2 品番：30691 主な仕様：呼称：HBCL-162NPNOTC1-2/サイズ：12.7×25.4mm/台紙：ノッチ/入枚：2000ラベル/巻	20,000円	1個