

NEW



二次元バーコード付サンプルチューブ 10.0mL

2Dバーコード部と本体が一体成型の保管・識別用バーコードチューブ

※材質(チューブ/キャップ/ラック/フタロック)：ポリプロピレン(PP)

材質(ラックフタ)：ポリカーボネート(PC)

※ワーキングボリューム：7.6ml



※温度耐性：LN2(気相)～121℃

※キャップ装着済

※Dnase/Rnase Free

※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free

※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。



素材



カタログページ番号

—

商品グループ番号

G-30646

商品	標準小売価格	入数
WB64-10020-10S 滅菌あり バルク包装 240本 (24本×10袋) 品番：30647 主な仕様：呼称：WB64-10020-10S/包装：バルク包装/滅菌：あり/入数：240本 (24本×10袋)	55,000円	1セット