

NEW



二次元バーコード付サンプルチューブ 10.0mL

2Dバーコード部と本体が一体成型の保管・識別用バーコードチューブ

※材質(チューブ/キャップ/ラック/フタロック)：ポリプロピレン(PP)

材質(ラックフタ)：ポリカーボネート(PC)

※ワーキングボリューム：7.6ml



※温度耐性：LN2(気相)～121℃

※キャップ装着済

※Dnase/Rnase Free

※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free

※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。



素材



カタログページ番号

—

商品グループ番号

G-30646

商品	標準小売価格	入数
WB64-10020-51S 滅菌あり 24本SBSラック 240本（24本×10ラック） 品番：30649 主な仕様：呼称：WB64-10020-51S/包装：24本SBSラック/滅菌：あり/入数：240本（24本×10ラック）	62,000円	1セット