

ロングチップ 10μL

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量10μlのロングタイプ・ピペットチップです。



※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。

※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。

品番	品名
19529	10μLロングチップ(1000本)
19530	10μLロングチップ(500本)
19531	10μLロングチップ(250本)
19532	10μLロングチップ(100本)
19533	10μLロングチップ(50本)
19534	10μLロングチップ(25本)
19535	10μLロングチップ(10本)
19536	10μLロングチップ(5本)
19537	10μLロングチップ(1本)

素材	ケース販売 滅菌（電子線） 
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-19529

商品	標準小売価格	入数
<p>10μL (1000本)</p> <p>品番：19529</p> <p>主な仕様：呼称：10μL (1000本) /容量：10μL/仕様：バルク/入数：1000本/全長 (mm)：50</p> 	3,700円	1組