

ロングチップ 10 μ L

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量**10μl**のロングタイプ・ピペットチップです。

※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。

※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。



製品名・仕様	価格(税別)
100kg	エキスパートリアレンジシステムP-1000 0.125kg・0.5kg・1kg・2kg・5kg ファンデーション・プロダクト P-1000-P ファンデーション・システム P-1000-S バイオレット・プロダクト P-1000-V ショーニー・ニードル・ブローX 0.125kg・0.5kg・1kg・2kg・5kg
250kg	エキスパートリアレンジシステムP-250 0.25kg・1kg・5kg・10kg・25kg ファンデーション・プロダクト P-250-P ファンデーション・システム P-250-S バイオレット・プロダクト P-250-V ショーニー・ニードル・ブローX 0.25kg・1kg・5kg・10kg・25kg
500kg	エキスパートリアレンジシステムP-500 0.5kg・2kg・5kg・10kg・25kg・50kg ファンデーション・プロダクト P-500-P ファンデーション・システム P-500-S バイオレット・プロダクト P-500-V ショーニー・ニードル・ブローX 0.5kg・2kg・5kg・10kg・25kg・50kg
1000kg	エキスパートリアレンジシステムP-1000 1kg・5kg・10kg・25kg・50kg・100kg ファンデーション・プロダクト P-1000-P ファンデーション・システム P-1000-S バイオレット・プロダクト P-1000-V ショーニー・ニードル・ブローX 1kg・5kg・10kg・25kg・50kg・100kg

素材	ケース販売 滅菌（電子線） 
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-19529

商品	標準小売価格	入数
システムラック（96本×10） 品番：19530 主な仕様：呼称：10μL（96本×10システムラック）/容量：10μL/仕様：システムラック/入数：96本×10ラック/全長（mm）：50 	11,270円	1組