

ロングチップ 10 $\mu$ L

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量**10μl**のロングタイプ・ピペットチップです。

※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。

※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。

[illegible]

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材        | ケース販売 滅菌（電子線）  |
| カタログページ番号 | 145                                                                                               |
| 商品グループ番号  | G-19529                                                                                           |

| 商品                                                                                                                                                                                                                                | 標準小売価格  | 入数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <p><b>滅菌済みシステムラック（96本×10）</b></p> <p>品番：19531</p> <p>主な仕様：</p> <p>呼称：10μL（96本×10システムラック滅菌済）/容量：10μL/仕様：システムラック 滅菌済/入数：96本×10ラック/全長（mm）：50</p>  | 12,300円 | 1組 |