

ロングチップ 10μL

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量10μlのロングタイプ・ピペットチップです。




※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。

※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。

品番	品名
1944	10μLロングチップ(滅菌済) 100本入り
1945	10μLロングチップ(滅菌済) 500本入り
1946	10μLロングチップ(滅菌済) 1000本入り
1947	10μLロングチップ(滅菌済) 5000本入り
1948	10μLロングチップ(滅菌済) 10000本入り
1949	10μLロングチップ(滅菌済) 50000本入り
1950	10μLロングチップ(滅菌済) 100000本入り
1951	10μLロングチップ(滅菌済) 500000本入り
1952	10μLロングチップ(滅菌済) 1000000本入り
1953	10μLロングチップ(滅菌済) 5000000本入り
1954	10μLロングチップ(滅菌済) 10000000本入り
1955	10μLロングチップ(滅菌済) 50000000本入り
1956	10μLロングチップ(滅菌済) 100000000本入り
1957	10μLロングチップ(滅菌済) 500000000本入り
1958	10μLロングチップ(滅菌済) 1000000000本入り
1959	10μLロングチップ(滅菌済) 5000000000本入り
1960	10μLロングチップ(滅菌済) 10000000000本入り

素材	ケース販売 滅菌（電子線） 
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-19529

商品	標準小売価格	入数
<p>交換プレート（96本×10）</p> <p>品番：19532</p> <p>主な仕様：呼称：10μL（96本×10交換プレート）/容量：10μL/仕様：交換プレート/入数：96本×10プレート/全長（mm）：50</p> 	6,980円	1組