

ロングチップ 10μL

ピペット経由のクロスコンタミがない、容量**10μl**のロングタイプ・ピペットチップです。

※滅菌タイプは電子線滅菌処理済みです。


※ラックはポリカーボネート（PC）製です。

※色は全てナチュラルクリアです。



製品名・仕様	価格(税別)
10畳用	エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-12.5畳・8.5畳用(20畳用) エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-10畳用 ファンガード・2段階・P-8.5畳用・8.5畳用(7畳用) ファンガード・2段階・P-8.5畳用・8.5畳用(7畳用) ファンガード・2段階・P-8.5畳用・8.5畳用(7畳用)
12.5畳用	エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-12.5畳・10畳用・10畳用・10畳用 エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-10畳用 ファンガード・2段階・P-10畳用・10畳用・10畳用・10畳用 ファンガード・2段階・P-10畳用・10畳用・10畳用・10畳用 ファンガード・2段階・P-10畳用・10畳用・10畳用・10畳用
15畳用	エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-15畳・12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用 エコモード・リフレッシュ・スリープ・P-12.5畳用 ファンガード・2段階・P-12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用 ファンガード・2段階・P-12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用 ファンガード・2段階・P-12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用・12.5畳用

素材	ケース販売 滅菌（電子線） 
カタログページ番号	145
商品グループ番号	G-19529

商品	標準小売価格	入数
滅菌処理済み交換プレート1200μL（96本×10） 品番：19533 主な仕様： 呼称：10μL（96本×10交換プレート滅菌済）/容量：10μL/仕様：交換プレート 滅菌済/入数：96本×10プレート/全長（mm）：50 	9,600円	1組