



マルチチャンネルリザーバー

少量の検体や、試薬の有効活用に便利なカバー付のマルチペット用リザーバー。**96**ウェルプレートと同一の外寸で使いやすい。

※PP製についてはオートクレーブ滅菌が可能です。また耐溶剤性にも優れます。

素材	4～5日 ケース販売 
カタログページ番号	146
商品グループ番号	G-19988

商品	標準小売価格	入数
8列丸底 PP (20枚) 品番：19989 主な仕様：呼称：8列丸底 PP (20枚) /材質：PP/入数：個包装×20枚	11,700円	1組