



コード	規格	MWCO	標準寸法	標準寸法(単位)	単位
27494	132724	3.5	18in	11.5in	1.14m
27495	132724	3.5	45in	28in	8.14m
27496	132725	3.5	54in	34in	9.34m

仕様

Spectra/Por® 3透析膜
MWCO : 3,500 Daltons
特性 : 標準RC、グリセリン塗布乾燥状態、
一般的な透析用

Spectra/Por (R) 3 標準RC透析チューブ

一般的な透析の様々な条件に使用でき、幅広い耐薬品性にも優れた多目的透析膜チューブです。

※親水性、対称性細孔膜

※梱包はグリセリン塗布乾燥状態です。水ですすいでご使用ください。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-27494

商品	標準小売価格	入数
132724 (15m) 品番 : 27495 主な仕様 : 呼称 : 132724 (15m)	66,800円	1巻