




Spectra/Por (R) クローサー マグネットタイプ

フッ化炭素コートしたステンレス製マグネットバーを封入し、攪拌棒・攪拌子が不要。透析チューブのスターラー上での穏やかな回転を可能にします。

※表示価格は入数単位の価格になります。

※バラ売りはできません。

※冠水と攪拌用の磁石式錘

素材	
カタログページ番号	149
商品グループ番号	G-19286

商品	標準小売価格	入数
23mm (2コ) 品番：19286 主な仕様：シール幅：23mm/入数（個）：2/規格：23mm (2コ)	20,000円	1組