



項目	内容
製品名	真空キャップ（減菌タイプ）
材質	ポリプロピレン（PP）
規格	JIS B 5037
用途	実験器具の真空吸引用
特徴	減菌タイプ、高圧力耐性、高流速
寸法	外径：φ90mm、高さ：25mm
重量	約10g
包装	10個入
価格	31,900円
納期	約1週間
お問い合わせ先	サンプラテック株式会社

バキュキャップ

100ml～5lの水溶液の迅速簡単な吸引ろ過に革新的なボトルトップフィルター。スーポアメンブレン使用で高流速を実現。

※ガンマ線により滅菌、個別包装

※呼称はタイプとフィルター孔径を表します。

素材	 ケース販売
カタログページ番号	151
商品グループ番号	G-00852

商品	標準小売価格	入数
90-0.2μm（10個入） 品番：00856 主な仕様：呼称：90-0.2μm（10個入）/直径（mm）：90/組数（個）：10	31,900円	1組