



## DMSOセーフ・アクロディスク・シリンジフィルター

DMSOを含む溶液に耐性のあるPP製ハウジングとナイロンメンブレン。幅広い薬品適合性をもち、細胞凍結保存液の滅菌にも最適。

※表示価格は入数単位の価格となります。バラ売りはできません。

※個別包装、γ線滅菌済み

※ハウジング材質：ポリプロピレン

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-27871

商品	標準小売価格	入数
<b>0.2μm、25φ (50個)</b> 品番：27871 主な仕様：呼称：0.2μm、25φ (50個)	24,500円	1組