



スピッツ

透明性にすぐれたアクリル製のスピッツです。キャップの形式や材質も選べます。

※未滅菌・滅菌済み（EOG滅菌）の両方がございます。
各タイプ1,000本入りです。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-04121

商品	標準小売価格	入数
10-D (1000コ) 品番：04122 主な仕様：呼称：10-D (1000コ) /目盛 (mL)：2.5・5・10/キャップ：押蓋/外径×全長 (mm)：16φ×100/材質：PS	28,700円	1C/S